

Комплект аппаратов «LASMİK-VET» для ветеринарии



Изначально комплект разрабатывался для лечения, реабилитации и поддержания спортивной формы лошадей, однако возможности аппаратов значительно шире, позволяют максимально эффективно проводить лечение других домашних и сельскохозяйственных животных.

В комплект входят два автономных лазерных терапевтических аппарата.

«LASMİK-VET»

Матричный импульсный, аналог лазерной излучающей головки МЛ-904-80 к аппаратам лазерным терапевтическим серии «Матрикс» и «Лазмик». Аппарат предназначен для местного воздействия.

- длина волны 904 нм;
- режим работы – импульсный;
- длительность светового импульса 100 нс;
- мощность – 80 Вт;
- количество лазерных диодов – 8 шт.;
- частоты: 80 и 10 000 Гц;
- таймер: 0,5, 1, 2, 5 мин

«LASMİK-AP»

Аппарат предназначен для лазерной акупунктуры и местного воздействия

- длина волны 635 нм;
- мощность 5-10 мВт;
- количество лазерных диодов – 1 шт.;
- режим работы – непрерывный;
- таймер – 30 с.

Оптические насадки

Насадка акупунктурная А-3 – 1 шт.

Насадка ПМН – 1 шт.

Зеркальная насадка ЗН-35 – 1 шт.

Зеркально-магнитная насадка ЗМ-50 – 1 шт.

Зеркально-магнитная насадка ММ-50 – 1 шт.

Дополнительно

Зарядное устройство – 1 шт.

Шнур для зарядки – 2 шт.

Книга «Лазерная терапия спортивных лошадей» (на русском и английском языках) – 1 комплект

Книга «Лазерная терапия домашних животных» – (на русском и английском языках) – 1 комплект

Сумка – 1 шт.

Достаточно часто с комплектом приобретают аппарат лазерный терапевтический «Лазмик» с лазерными излучающими головками для внутривенного лазерного освечивания крови КЛ-ВЛОК-525-2 и КЛ-ВЛОК-365-2 для реализации наиболее эффективного варианта комбинированной методики ВЛОК-525 + ЛУФОК®.

Проводятся консультации специалистами по вопросам применения лазерной терапии в ветеринарии по эл. почте: 7652612@mail.ru